

CATHETER D'IRRIGATION SIMPLE LUMIERE

Marquage CE: 2000

Référence des produits : gamme 330000

Produit stérilisé à l'oxyde d'éthylène

Produit stérile tant que l'emballage n'a pas été ouvert, endommagé ou brisé

Produit à usage unique.

CONTRE-INDICATIONS :

- Ce cathéter n'est pas conçu pour diagnostiquer, surveiller ou corriger une défaillance du cœur ou du système circulatoire central.

ATTENTION : Afin de limiter les risques d'infection, il est recommandé d'effectuer une antibiothérapie préventive.

USAGE DU CATHETER D'IRRIGATION

Le cathéter d'irrigation a pour but d'injecter par voie veineuse ou artérielle périphérique des solutés sous forme injectable.

Il peut être utilisé avec nos autres cathéters (embolectomie, thrombectomie, occlusion et biliaire) lors de l'intervention pratiquée.

Il sert alors généralement à injecter une solution anticoagulante telle que le sérum hépariné.

COMPLICATIONS

Comme dans toute procédure de cathétérisme, des complications peuvent se produire. Elles comprennent : infection locale ou systémique, hématome local, déchirement de l'intima, dissection artérielle, perforation et rupture du vaisseau, hémorragie, thrombose artérielle, embolisation distale de caillots sanguins et de la plaque athéromateuse, embolie gazeuse, anévrisme, spasme

artériel, formation de fistule artério-veineuse, et rupture du ballonnet avec fragmentation, séparation de l'extrémité et embolisation distale.

Doivent être exclus du traitement les patients présentant les états suivants :

- **Cardiopathie préexistante ou induite**
- **Capitale veineux ou artériel trop fragile**

DESCRIPTION DU CATHETER D'IRRIGATION

Le cathéter d'irrigation est composé d'un tube perforé et d'une embase luer lock. Ils portent des marques repérées de longueur tous les centimètres pour indiquer la profondeur d'insertion et, inscrit sur le tube à proximité de l'embase, leur désignation et charrière.

ATTENTION : Le but des nos cathéters est d'offrir diverses options fonctionnelles au chirurgien pour une large gamme de procédures chirurgicales. Par conséquent le choix des procédures, des techniques chirurgicales, du liquide injecté et de la méthode d'utilisation doivent être laissés à la discrétion et sous la responsabilité du chirurgien qui s'en sert.

Le praticien devra sans cesse exercer son propre jugement.

Les cathéters sont disponibles en diverses tailles afin de s'adapter aux différents diamètres et longueurs des vaisseaux abordés (voir tableau A).

PREPARATION A L'EMPLOI : AMORCAGE DU CATHETER

Le cathéter doit obligatoirement être amorcé avant l'emploi.

AMORCAGE POUR INJECTION DE SOLUTE

1. Emplir la seringue du volume de soluté nécessaire et expulser l'air.
2. Fixer la seringue à l'embase Luer Lock.
3. Remplir la longueur du tube avec le soluté pour amorcer la lumière du cathéter.
4. Si des injections successives de liquides différents sont nécessaires, il est recommandé d'effectuer entre chacune d'entre elles un rinçage de la seringue et du cathéter au sérum physiologique, pour éviter tout risque d'interaction médicamenteuse néfaste.

ATTENTION : Ne pas injecter à la suite 2 produits pouvant interagir entre eux.

S'il y a un risque d'interaction entre 2 produits, effectuer un rinçage au sérum physiologique stérile entre les 2 injections.

ATTENTION :

- Ne pas restériliser

- Conserver dans un endroit frais et sec à température ambiante. Eviter les températures extrêmes et l'humidité. Conserver dans l'emballage d'origine.

- Délai de péremption - Utiliser ce cathéter avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.

ATTENTION : La ré-utilisation du dispositif peut engendrer un débit incorrect, une augmentation des risques infectieux ou d'autres dysfonctionnements du dispositif.

ATTENTION : Respecter la réglementation en vigueur pour l'élimination des instruments souillés.

Les matériaux constitutifs du cathéter sont : tube & embase = TPE, protecteur = PE, sachet = PGL+PET/PE, canne = ABS + MABS + Tyvek®

CATHETER D'IRRIGATION SIMPLE LUMIERE
TABLEAU A: CATHETERS D'IRRIGATION STANDARDS

D'autres dimensions peuvent être réalisées sur demande

REFERENCE	CODE COULEUR DU TUBE PRINCIPAL	DIAMETRE EXTERNE	LONGUEUR UTILE
330440	Rouge	4F (1,35 mm)	40 cm
330460	Rouge	4F (1,35 mm)	60 cm
330480	Rouge	4F (1,35 mm)	80 cm
330540	Blanc	5F (1,70 mm)	40 cm
330560	Blanc	5F (1,70 mm)	60 cm
330580	Blanc	5F (1,70 mm)	80 cm
330640	Bleu	6F (2,00 mm)	40 cm
330660	Bleu	6F (2,00 mm)	60 cm
330680	Bleu	6F (2,00 mm)	80 cm
331040	Gris	10F (3,35 mm)	40 cm
331060	Gris	10F (3,35 mm)	60 cm
331080	Gris	10F (3,35 mm)	80 cm

EN: Do not use if the packaging is damaged FR: Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé DE: Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist ES: No utilizar si el embalaje está deteriorado	EN: Reference number FR: Numéro de référence DE: Bestellnummer ES: Número de referencia	EN: Manufacturing date FR: Date de fabrication DE: Herstellungsdatum ES: Fecha de fabricación
EN: See instruction for use FR: Lire la notice DE: Anleitung lesen ES: Consulte las intrucciones de uso	EN: Single use FR: Usage unique DE: Zum einmaligen Gebrauch ES: De un solo uso	EN: Use by FR: À utiliser avant la date DE: Verfallsdatum ES: Utilizar antes de
EN: Sterilized by Ethylene Oxide FR: Stérilisé à l'oxyde d'éthylène DE: Mit Ethylenoxid sterilisiert ES: Esterilizado con óxido de etileno	EN: Manufactured by FR: Fabriqué par DE: Hergestellt von ES: Fabricado por	EN: Batch code FR: Numéro de lot DE: Chargennummer ES: Número de lote